

Anticorpo Policlonale Coniglio Lgals2 Per Wb, If-P, Elisa - P05162

Numero articolo: CM0028143



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio LGALS2 di alta qualità validato per Western blot, immunofluorescenza ed ELISA su umano e topo. Immunogene ricombinante, 15 kDa, UniProt P05162. Ideale per la ricerca sulle lectine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome prodotto	LGALS2 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	HL14; LGALS2
Specie	Umano
GeneID (umano)	3957
Immunogene	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-74 di LGALS2 umano (NP_006489.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	P05162
Peso proteico	15kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio