

Anticorpo Monoclonale Coniglio Lhx2 Per Wb E Elisa - P50458

Numero articolo: CM0003429

introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio LHX2 convalidato per Western blot e ELISA. Reagisce con LHX2 umano, murino e ratto, un attivatore trascrizionale coinvolto nello sviluppo linfoide e neurale. Ideale per la ricerca IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	LHX2 Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	LH2; hLhx2; LHX2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	9355
GeneID	9355
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 del LHX2 umano (P50458).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P50458
Peso proteico	44 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio