

Limd1 Coniglio Pab - Q9Ugp4

Numero articolo: CM0019650

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-LIMD1 umano per WB e ELISA. Reagisce con LIMD1 umano e murino (72 kDa). Adatto per studi sulla soppressione tumorale, la segnalazione cellulare e il silenziamento dei miRNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	LIMD1 Coniglio pAb
Note/Alias	LIMD1
Specie	Umana
GeneID (Umana)	8994
GeneID	8994
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-200 di LIMD1 umano (NP_055055.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Murina
SWISS	Q9UGP4
Peso proteico	72kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio