

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Limk1 Per Wb Ed Elisa - P53667

Numero articolo: CM0019193



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-LIMK1 di alta qualità per Western blot (WB) ed ELISA. Reagisce con campioni umani, murini e di ratto. Essenziale per la dinamica dei filamenti di actina e lo sviluppo cerebrale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	LIMK1 pAb di coniglio
Note/Alias	LIMK; LIMK-1; LIMK1
Specie	Uomo
ID del gene	3984
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 510-647 di LIMK1 (NP_002305.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P53667
Peso della proteina	73 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante