

Lin28A Coniglio Mab - Q9H9Z2

Numero articolo: CM0002184



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio LIN28A convalidato per WB, IF/ICC, ELISA. Mirata al LIN28A umano, un regolatore chiave della biogenesi dei miRNA e della pluripotenza. Ideale per la ricerca sulle cellule staminali e sullo sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	LIN28A Coniglio mAb
Osservazioni/Alias	CSDD1; LIN28; LIN-28; ZCCHC1; lin-28A; LIN28A
Specie	Umano
GeneID	79727
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 100-209 del LIN28A umano (NP_078950.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q9H9Z2
Peso proteico	23 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio