

Lipin 1 Rabbit Mab Per Wb E Elisa - Q14693

Numero articolo: CM0010097

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro Lipin 1 umana, validato per WB e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per la ricerca sul metabolismo lipidico, la differenziazione degli adipociti e la dinamica mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Lipin 1 Rabbit mAb
Annotazioni/Alias	PAP1; Lipin 1
Specie	Umana
ID gene (umano)	23175
ID gene	23175
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 101-200 della Lipin 1 umana (Q14693).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q14693
Peso proteico	99kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio