


Lipocalina-2/Ngal Pab Di Coniglio - P80188

Numero articolo: CM0023747



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità specifico per Lipocalina-2/NGAL umana, validato per WB, IHC-P, IF-P e ELISA. Reagisce in modo crociato con il topo. Ideale per lo studio del metabolismo del ferro, dell'immunità innata e delle malattie renali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Lipocalina-2/NGAL pAb di coniglio
Annotazioni/Alias	p25, 24p3, MSFI, NGAL, Lipocalina-2/NGAL
Specie	Umana
ID gene	3934
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 21-198 di Lipocalina-2/NGAL umana (NP_005555.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo
SWISS	P80188
Peso proteico	23 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio