

Anticorpo Policlonale Coniglio Llgl2 Per Western Blot E Elisa - Llgl2

Numero articolo: CM0014010

introduzione

Anticorpo policlonale (pAb) coniglio LLGL2 convalidato per Western blot (WB) e rilevamento ELISA della proteina LLGL2 di topo e ratto (~114kDa). Adatto per applicazioni di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	LLGL2 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	Llglh2; 9130006H11Rik; LLGL2
Specie	Topo
ID Gene (Umano)	3993
ID Gene	217325
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 938-1027 del LLGL2 di topo (NP_663413.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
Peso proteico	114kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio