

Lox Mab Di Coniglio Per Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P28300

Numero articolo: CM0003861

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro LOX (Lisil ossidasi) validato per WB, IHC-P, IP, ELISA. Reagisce con LOX umano, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca sulla matrice extracellulare e la fibrosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	LOX mAb di coniglio
Annotazioni/Alias	AAT10; LOX
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	4015
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 318-417 della LOX umana (P28300)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P28300
Peso proteico	47kDa
Spedizione	Ghiaccio