

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Lpin2 Per Western Blot E Elisa - Q92539

Numero articolo: CM0018656

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-LPIN2 validato per Western blot e ELISA. Reagisce con LPIN2 umano e murino, una fosfatidato fosfatasi coinvolta nel metabolismo lipidico. Adatto per la ricerca metabolica e sulle malattie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	LPIN2 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	LPIN2; lipin 2
Specie	Uomo
ID genico	9663
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 180-400 di LPIN2 umano (NP_055461.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q92539
Peso proteico	99kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio