

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Lrg1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q91XI1

Numero articolo: CM0026802

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro LRG1 di topo, validato per WB, IHC-P, ELISA con reattività crociata verso l'uomo. Adatto per la ricerca sulle proteine ricche di leucina (LRR). Le specifiche includono immunogeno ricombinante e peso di 38kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Anticorpo policlonale di coniglio anti-LRG1
Note/Alias	A2GL; Lrhg; Lrg; 1300008B03Rik; 2310031E04Rik
Specie	Topo
GeneID (Umano)	116844
GeneID	76905
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 32-342 di LRG1 di topo (NP_084072.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q91XL1
Peso proteico	38kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio