


Anticorpo Policlonale Coniglio Lrp1 Per Wb, Elisa - Q07954

Numero articolo: CM0013533



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio LRP1 validato per WB e ELISA, che reagisce con LRP1 umano e murino, un recettore endocitico di 505 kDa critico nel metabolismo dei lipidi e nella diffusione del TAU. Supporta la ricerca cardiovascolare e neuroscientifica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Dettagli
Nome del prodotto	LRP1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	APR; KPA; LRP; A2MR; CD91; APOER; LRP1A; TGFBR5; IGFBP3R; IGFBP-3R; IGFBP3R1; LRP1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	4035
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 20-168 di LRP1 (NP_002323.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q07954
Peso proteico	505 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio