

Anticorpo Policlonale Coniglio Lsamp Per Wb, Elisa - Q13449

Numero articolo: CM0015513

introduzione

Questo anticorpo policlonale coniglio LSAMP è adatto per Western blot e ELISA, rilevando LSMP umano, murino e ratto. Utile per investigare la guida neuronale e lo sviluppo delle fibre muschiose dell'ippocampo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	LSAMP pAb coniglio
Osservazioni/Alias	LAMP; IGLON3; LSAMP
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	4045
Gene ID	4045
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 219-315 del LSAMP umano (NP_002329.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q13449
Peso proteico	37kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio