

## Ly-6A/E (Sca-1) Anticorpo Policlonale Di Coniglio Pab - P05533

Numero articolo: CM0022513

### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità mirato al Ly-6A/E (Sca-1) del topo, validato per applicazioni di Western blot ed ELISA. Ideale per la ricerca sull'attivazione dei linfociti T e sulle cellule staminali.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                          |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto         | Ly-6A/E (Sca-1) Anticorpo Policlonale di Coniglio pAb                                                                           |
| Note/Alias            | TAP; Sca1; Sca-1; Ly-6A.2; Ly-6A/E; Ly-6E.1; Ly-6A/E (Sca-1)                                                                    |
| Specie                | Topo                                                                                                                            |
| ID Gene               | 110454                                                                                                                          |
| Immunogeno            | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-100 del Ly6a di topo. (NP_034868.1). |
| Sorgente              | Coniglio                                                                                                                        |
| Categoria             | Anticorpi Policlonali                                                                                                           |
| Applicazione          | WB, ELISA                                                                                                                       |
| Reattività Incrociata | Topo                                                                                                                            |
| SWISS                 | P05533                                                                                                                          |
| Peso Proteico         | 14kDa                                                                                                                           |
| Spedizione            | Sacchetto di ghiaccio                                                                                                           |