

Pab Di Coniglio Anti-Ly-6C Per Wb, Elisa - P0Cw02

Numero articolo: CM0019330

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-Ly-6C validato per Western blot ed ELISA, diretto contro l'antigene linfocitario murino 6C1 (proteina di membrana ancorata al GPI). Adatto per la ricerca sulle cellule immunitarie e lo sviluppo di test IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb di coniglio anti-Ly-6C
Note/alias	Ly6c; Ly-6C; Ly-6C1
Specie	Topo
GeneID	17067 (Topo)
Immunogeno	Proteina ricombinante Ly-6C murina
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	P0CW02
Peso della proteina	14 KDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio