


Anticorpo Policlonale Coniglio Lyar Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Nx58

Numero articolo: CM0021555



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio LYAR (Q9NX58) validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con Umano, Mouse, Ratto. Ideale per studiare i ruoli di LYAR nella elaborazione dell'rRNA e nella regolazione della trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	LYAR Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	ZLYAR; ZC2HC2; LYAR
Specie	Umano
GeneID (umano)	55646
GeneID	55646
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 10-160 di LYAR umano (NP_060286.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q9NX58
Peso proteico	44kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio