

Anticorpo Policlonale Coniglio Lisozima (Lyz) - P61626

Numero articolo: CM0016845



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio Lisozima (LYZ) validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con il lisozima C umano e murino, un enzima batteriolitico. Ideale per lo studio dell'attività antimicrobica e dell'amiloidosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Lisozima (LYZ) pAb coniglio
Osservazioni/Alias	LZM; LYZF1; Lisozima (LYZ)
Specie	Umano
GeneID (umano)	4069
GeneID	4069
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 del Lisozima umano (Lisozima (LYZ)) (NP_000230.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	P61626
Peso proteico	17kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio