

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Specifico Per Poliubiquitina A Legame M1 Per Applicazioni Wb, Db E Elisa

Numero articolo: CM0000067

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che mira alla poliubiquitina specifica per il legame M1, validato per western blot, dot blot ed ELISA. Rileva le specie umana, murina e di ratto. Ideale per studi sulle catene di ubiquitina e per lo sviluppo di saggi IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio Specifico per Poliubiquitina a Legame M1
GeneID (Umano)	7314
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 della Poliubiquitina specifica per il legame M1 umana (NP_066289.3/NP_061828.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Altri Anticorpi Modificati
Applicazione	WB, DB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
Spedizione	Sacca di ghiaccio