


Anticorpo Policlonale Coniglio Mad1/Mad1L1 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y6D9

Numero articolo: CM0014408



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità contro MAD1 (MAD1L1) umano, convalidato per WB, IF/ICC e ELISA. Ideale per la ricerca sul punto di controllo dell'assemblaggio del fuso mitotico e sulla regolazione del ciclo cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MAD1/MAD1L1 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	MAD1; MVA7; PIG9; TP53I9; TXBP181; MAD1/MAD1L1
Specie	Umana
GeneID (umano)	8379
GeneID	8379
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 360-700 di MAD1L1 umano (NP_001013859.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Umana
SWISS	Q9Y6D9
Peso proteico	83kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio