


Anticorpo Monoclonale Coniglio Mad2B/Mad2L2 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ui95

Numero articolo: CM0011920



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio MAD2B/MAD2L2 (REV7) di alta qualità per Western Blot, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Ideale per studi sulla riparazione del DNA e sul ciclo cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	MAD2B/MAD2L2 Rabbit mAb
Note/Alias	REV7; FANCV; MAD2B; POLZ2; MAD2B/MAD2L2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	10459
GeneID	10459
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 100-200 del MAD2B/MAD2B/MAD2L2 umano (Q9UI95).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q9UI95
Peso proteico	24 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio