


Madcam1 Rabbit Pab Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q13477

Numero articolo: CM0027991



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio MADCAM1 adatto per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce con MADCAM1 umano, topo, ratto (~40 kDa). Ideale per lo studio dell'immunità mucosale e del traffico linfocitario.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MADCAM1 Rabbit pAb
Note/Alias	MACAM1; MADCAM1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	8174
Gene ID	8174
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 100-200 del MADCAM1 umano (NP_570116.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q13477
Peso proteico	40kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio