

Mafb Rabbit Pab Per Wb E Elisa - Q9Y5Q3

Numero articolo: CM0017003

introduzione

MAFB Rabbit pAb è un anticorpo policlonale che si lega al fattore di trascrizione umano MafB (36kDa). Validato per WB e ELISA, cross-reagisce con topo e ratto. Ideale per studi su ematopoiesi e differenziazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	MAFB Rabbit pAb
Note/Alias	KRML; MCTO; DURS3; MAFB
Specie	Umano
GenelD (Umano)	9935
GenelD	9935
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q9Y5Q3
Peso Proteico	36kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio