

Magoh Anticorpo Policlonale Di Coniglio - P61326

Numero articolo: CM0030058



introduzione

Anticorpo Policlonale di Coniglio anti-MAGOH per applicazioni WB/ELISA. Riconosce MAGOH umano, di topo, di ratto (17kDa). Ideale per la ricerca sullo splicing dell'pre-mRNA, sul complesso di giunzione dell'esone e sul decadimento mediato da non senso.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio anti-MAGOH
Note/Alias	MAGOH1; MAGOHA; MAGOH
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4116
GeneID	4116
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-146 di MAGOH umano (NP_002361.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P61326
Peso Proteico	17kDa
Spedizione	Borsa termica con ghiaccio