

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Mammaglobina A - Q13296

Numero articolo: CM0002022

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Mammaglobina A di alta qualità per applicazioni di Western Blot (WB), Immunoistochimica (IHC-P) ed ELISA. Validato con immunogeno proteico ricombinante, cross-reattività umana. Ideale per la ricerca sul cancro al seno e lo sviluppo di saggi diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Mammaglobina A
Note/Alias	MGB1; UGB2; PSBP1; Mammaglobina A
Specie	Umana
Gene ID (Umano)	4250
Gene ID	4250
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-93 della Mammaglobina A umana (Q13296).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Cross Reattività	Umana
SWISS	Q13296
Peso Proteico	10kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio