

Anticorpo Policlonale Coniglio Man1A2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - O60476

Numero articolo: CM0016095

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio MAN1A2 di alta qualità (UniProt O60476) validato per WB, IHC-P ed ELISA. Rileva la mannosil-oligosaccaride 1,2-alfa-mannosidasi IB umana e murina, un enzima chiave nella maturazione dei N-glicani.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MAN1A2 Rabbit pAb
Note/Alias	MAN1B, MAN1A2
Specie	Umano
GenelD (Umano)	10905
GenelD	10905
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 60-180 di MAN1A2 umano (NP_006690.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	O60476
Peso proteico	73kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio