


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti Recettore Della Mannosio/Cd206 Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q61830

Numero articolo: CM0006585



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità specifico per l'estremità C-terminale del Recettore della Mannosio/CD206 (MRC1) del topo. Validato per WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo incrociato con umano, topo, ratto. Ideale per studi sull'endocitosi dei macrofagi e sulla fagocitosi di patogeni.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb di Coniglio anti Recettore della Mannosio/CD206
Note/Alias	MMR; hMR; CD206; MRC1L1; CLEC13D; CLEC13DL; bA541I19.1; Recettore della Mannosio/CD206
Specie	Topo
ID Gene (Umano)	4360
ID Gene	17533
Immunogeno	Peptide sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q61830
Peso Proteico	166 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio