

Map2 Mab Coniglio - P11137

Numero articolo: CM0005130

introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio MAP2 validato per WB, IF, IHC, ELISA su uomo, topo e ratto. Prende di mira le isoforme A, B e C di MAP2, consentendo studi sul citoscheletro neuronale e sulla morfologia dei dendriti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MAP2 mAb coniglio
Annotazioni/Alias	MAP-2; MAP2A; MAP2B; MAP2C; MAP2
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	4133
ID gene	4133
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-118 della MAP2 umana (NP_002365.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P11137
Peso proteico	200 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio