

Map7D1 Rabbit Pab Per Wb, Elisa - Q3Kqu3

Numero articolo: CM0019437

introduzione

L'anticorpo policlonale di coniglio MAP7D1 rileva la proteina 1 contenente il dominio MAP7 umana e murina. Validato per WB ed ELISA, questo anticorpo è diretto contro una proteina stabilizzatrice dei microtubuli coinvolta nella motilità cellulare e nella crescita dei neuriti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	MAP7D1 Rabbit pAb
Note/alias	RPRC1; PARCC1; MAP7D1
Specie	Uomo
GeneID (umano)	55700
GeneID	55700
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 200-460 di MAP7D1 umano (NP_060537.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo
SWISS	Q3KQU3
Peso della proteina	93 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante