


Mapre1 Coniglio Pab - Q15691

Numero articolo: CM0030779



introduzione

Anticorpo Policlonale di Coniglio MAPRE1 validato per WB, IF/ICC, ELISA. Rileva MAPRE1 (EB1) umano, di topo, di ratto con immunogeno ricombinante. Proteina di 30kDa, spedita su ghiaccio. Supporta studi sulla dinamica dei microtubuli e sulla divisione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	MAPRE1 Coniglio pAb
Note/Alias	EB1; MAPRE1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	22919
GeneID	22919
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 134-268 di MAPRE1 umano (NP_036457.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q15691
Peso Proteico	30kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio