

Anticorpo Policlonale Coniglio Marcksl1 Per Wb E Elisa - P49006

Numero articolo: CM0030080

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce MARCKSL1 (proteina 1 simile a MARCKS), validato per Western blot ed ELISA in campioni umani, di topo e di ratto. Utile per studiare la regolazione del citoscheletro di actina e la migrazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	MARCKSL1 Rabbit pAb
Note/Alias	F52, MLP, MRP, MLP1, MACMARCKS, MARCKSL1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	65108
ID Gene	65108
Immunogeno	Proteina ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-195 di MARCKSL1 umano (NP_075385.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P49006
Peso Proteico	20kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio