

Mab Di Coniglio Anti-Triptasi Dei Mastociti Per Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q15661

Numero articolo: CM0006055

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro la triptasi dei mastociti umani (TPSAB1, Q15661), adatto per WB, IHC-P, IP, ELISA. Reagisce in modo crociato con uomo e topo. Validato per la ricerca sulla degranolazione dei mastociti e sull'immunità innata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb di coniglio anti-triptasi dei mastociti
Note/Alias	TPS1; TPS2; TPSB1; TPSB2; Triptasi-2
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	7177
ID Gene	7177
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q15661
Peso proteico	31 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio