

Mat1A Coniglio Pab - Q00266

Numero articolo: CM0030057



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che targeting umano MAT1A (44 kDa), convalidato per WB e ELISA, cross-reatta con topo e ratto. Adatto per studiare la biosintesi di S-adenosilmetionina nel fegato.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	MAT1A Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	MAT; SAMS; MATA1; SAMS1; MAT1A
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4143
GeneID	4143
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-395 di MAT1A umano (NP_000420.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q00266
Peso Proteico	44kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio