


Anticorpo Monoclonale Coniglio Mavs Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q7Z434

Numero articolo: CM0005454



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio MAVS validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano e topo. Ideale per la ricerca sull'immunità innata. PM 57kDa. - Q7Z434.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale coniglio MAVS
Osservazioni/Alias	IPS1; VISA; IPS-1; CARDIF; MAVS
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	57506
ID Gene	57506
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 121-220 di MAVS umano (NP_065797.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q7Z434
Peso proteico	57kDa
Spedizione	Sacca refrigerante