


Mbd2 Coniglio Pab - Q9Ubb5

Numero articolo: CM0020761



introduzione

MBD2 Rabbit pAb è un anticorpo policlonale prodotto in coniglio contro MBD2 umano, adatto per WB ed ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per la ricerca sul rimodellamento della cromatina e il silenziamento genico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	MBD2 Rabbit pAb
Note/Alias	DMTase; NY-CO-41; MBD2
Specie	Umano
GeneID (umano)	8932
GeneID	8932
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 202-411 di MBD2 umano (NP_003918.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q9UBB5
Peso Proteico	43kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio