


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Mbd2 Per Wb Ed Elisa - Q9Ubb5

Numero articolo: CM0017224



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro MBD2 umano, un repressore trascrizionale legante metil-CpG e componente del complesso NuRD. Validato per WB ed ELISA, reagisce in modo incrociato con umano, topo, ratto. Ideale per studi epigenetici e di silenziamento genico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	MBD2 pAb di Coniglio
Note/Alias	DMTasi; NY-CO-41; MBD2
Specie	Umano
GeneID	8932
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 350-411 di MBD2 umano (NP_003918.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9UBB5
Peso Proteico	43kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio