

Mbd6 Rabbit Pab Per Wb, Elisa - Q96Dn6

Numero articolo: CM0024213

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-MBD6 validato per WB ed ELISA, che reagisce con umano, topo e ratto. Adatto per applicazioni di ricerca in epigenetica e cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	MBD6 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	MBD6
Specie	Umano
GeneID (Umano)	114785
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 880-980 dell'MBD6 umano (NP_443129.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q96DN6
Peso Proteico	101kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio