


Mccc2 Anticorpo Monoclonale Coniglio Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Hcc0

Numero articolo: CM0010687



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-MCCC2 umano, validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce incrociatamente con topo e ratto. Ideale per ricerche sul metabolismo della leucina e dell'acido isovalerico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	MCCC2 Rabbit mAb
Note/Alias	MCCB; MCCCbeta
Specie	Umano
GenelD (Umano)	64087
GenelD	64087
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9HCC0
Peso Proteico	61kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio