

Anticorpo Policlonale Coniglio Mcf2 Per Wb E Elisa - P10911

Numero articolo: CM0014656

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che si lega alla MCF2 umana (proto-oncogene DBL), adatto per applicazioni di Western blot e ELISA. Reagisce incrociato con il mouse. Utile per lo studio della segnalazione delle GTPasi Rho e delle vie oncogeniche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MCF2 Rabbit pAb
Note/Alias	DBL; ARHGEF21; MCF2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	4168
ID Gene	4168
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 872-1001 della MCF2 umana (NP_001165347.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Mouse
SWISS	P10911
Peso proteico	108kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio