

Anticorpo Policlonale Coniglio Mcl1 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q07820

Numero articolo: CM0016067



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità mirato al MCL1 umano per applicazioni di Western blot, immunofluorescenza ed ELISA. Reagisce incrociatamente con topo e ratto. Adatto per studi sull'apoptosi e sulla sopravvivenza cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MCL1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	TM; EAT; MCL1L; MCL1S; Mcl-1; BCL2L3; MCL1-ES; bcl2-L-3; mcl1/EAT; MCL1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4170
GeneID	4170
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q07820
Peso proteico	37kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio