

Anticorpo Policlonale Coniglio Mcl1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q07820

Numero articolo: CM0013406



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio MCL1 convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Rileva MCL1 umano e murino (37 kDa), un regolatore chiave dell'apoptosi. Ideale per ricerche sulla sopravvivenza cellulare e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MCL1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	TM; EAT; MCL1L; MCL1S; Mcl-1; BCL2L3; MCL1-ES; bcl2-L-3; mcl1/EAT; MCL1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4170
GeneID	4170
Immunogeno	Peptide sintetico all'interno degli amminoacidi 150-250 di MCL1 umano (NP_068779.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q07820
Peso proteico	37kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio