


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Mcm4 Per Wb Ed Elisa - P33991

Numero articolo: CM0018054



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro MCM4 umano, validato per WB ed ELISA con reattività verso uomo, topo e ratto. Strumento essenziale per lo studio dell'avvio della replicazione del DNA e della regolazione del ciclo cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	MCM4 pAb di coniglio
Note/alias	NKCD; CDC21; CDC54; IMD54; NKGCD; hCdc21; P1-CDC21; MCM4
Specie	Uomo
ID del gene (uomo)	4173
ID del gene	4173
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P33991
Peso della proteina	97 kDa
Spedizione	Ghiaccio refrigerante