


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Mcm5 Per Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P33992

Numero articolo: CM0012622



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che riconosce MCM5 umano, un fattore di licenza per la replicazione del DNA. Convalidato per applicazioni WB, IHC-P, IP ed ELISA, con reattività incrociata verso topo e ratto. Adatto per la ricerca sul ciclo cellulare e sulla replicazione del DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb di coniglio MCM5
Note/Alias	CDC46; MGORS8; P1-CDC46; MCM5
Specie	Umano
GeneID (umano)	4174
GeneID	4174
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 635-734 di MCM5 umano (P33992).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P33992
Peso Proteico	82kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio