


Anticorpo Policlonale Coniglio Mcm7 Per Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P33993

Numero articolo: CM0015890



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-MCM7, convalidato per western blot, immunofluorescenza, immunoprecipitazione ed ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Adatto per la ricerca sulla replicazione del DNA e sul ciclo cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MCM7 Rabbit pAb
Note/Alias	MCM2; CDC47; P85MCM; P1CDC47; PNAS146; PPP1R104; P1.1-MCM3
Specie	Umano
ID gene (Umano)	4176
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-140 della MCM7 umana (NP_005907.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P33993
Peso proteico	81 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio