


Anticorpo Monoclonale Coniglio Mda5 Per Wb, Elisa - Q9Byx4

Numero articolo: CM0004605



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che si targeting MDA5 umano (IFIH1), un sensore citoplasmatico di RNA virale. Validato per WB ed ELISA, presenta reattività crociata con umano, topo e ratto. Ideale per ricerche sull'immunità innata e sulle malattie infettive.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome Prodotto	MDA5 mAb Coniglio
Osservazioni/Alias	AGS7; Hlcd; MDA5; IMD95; MDA-5; RLR-2; IDDM19; SGMRT1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	64135
GeneID	64135
Immunogeno	Peptide Sintetico: Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza allameno degli amminoacidi 900-1000 di MDA5 umano (Q9BYX4).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9BYX4
Peso Proteico	25 kDa/117 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio