


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Mda5 Per Wb, Ip, Elisa - Q9Byx4

Numero articolo: CM0009083



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio MDA5 (Q9BYX4) per WB, IP, ELISA. Rileva l'IFIH1 umano, un sensore citoplasmatico degli acidi nucleici virali. Adatto per ricerche sulla risposta immunitaria innata e sulle infezioni virali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MDA5 Rabbit mAb
Annotazioni/Alias	AGS7; Hlcd; MDA5; IMD95; MDA-5; RLR-2; IDDM19; SGMRT1
Specie	Umana
GeneID	64135
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-205 di IFIH1 umano (NP_071451.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q9BYX4
Peso proteico	25 kDa / 117 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio