


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Mda5 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Byx4

Numero articolo: CM0017746



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro MDA5 (IFIH1), un sensore citoplasmatico dell'RNA virale. Validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA in esseri umani, topo e ratto. Ideale per la ricerca sull'immunità innata e sulle risposte antivirali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	MDA5 pAb di coniglio
Note/alias	AGS7; Hlcd; MDA5; IMD95; MDA-5; RLR-2; IDDM19; SGMRT1; IFIH1
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	64135
GeneID	64135
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-205 di IFIH1 umano (NP_071451.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q9BYX4
Peso della proteina	25 kDa/117 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante con ghiaccio