

Anticorpo Policlonale Mdfi Da Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - Q99750

Numero articolo: CM0017577

introduzione

MDFI Rabbit pAb convalidato per applicazioni Western blot, IF/ICC e ELISA. Rileva MDFI endogeno in campioni di uomo, topo e ratto. Inibitore della famiglia MyoD coinvolto nella miogenesi e nella segnalazione Wnt.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MDFI Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	I-MF; I-mfa; MDFI
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	4188
GeneID	4188
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-160 di MDFI umano (NP_005577.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q99750
Peso proteico	25kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio