

Mdh2 Rabbit Pab - P40926

Numero articolo: CM0014570



introduzione

Anticorpo policlonale anti-MDH2 di alta qualità per WB ed ELISA. Specifico per la malato deidrogenasi mitocondriale umana e murina, essenziale per gli studi sul ciclo TCA e sulla navetta malato-aspartato. Ideale per la ricerca sui disturbi metabolici e mitocondriali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	MDH2 Rabbit pAb
Note/Alias	MDH, MOR1, DEE51, M-MDH, EIEE51, MGC:3559, MDH2
Specie	Umana
ID del gene (umano)	4191
ID del gene	4191
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 59-338 della MDH2 umana (NP_005909.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, murina
SWISS	P40926
Peso della proteina	36 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante