

Med25 Pab Di Coniglio - Q71Sy5

Numero articolo: CM0019723



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia MED25 umano (ARC92/p78), validato per WB, IF/ICC e ELISA. Reagisce con uomo, topo e ratto. Ideale per lo studio del complesso Mediator e della regolazione trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	MED25 pAb di coniglio
Annotazioni/Alias	P78; ACID1; ARC92; BVSYS; PTOV2; CMT2B2; TCBAPO758; MED25
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	81857
ID gene	81857
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 30-200 di MED25 umano (NP_112235.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q71SY5
Peso proteico	78kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio