

Med26 Rabbit Pab Per Wb Ed Elisa - O95402

Numero articolo: CM0020943



introduzione

MED26 Rabbit pAb è un anticorpo policlonale prodotto in coniglio contro la proteina MED26 umana ricombinante. Rileva MED26 nell'uomo, nel topo e nel ratto mediante WB ed ELISA, favorendo la ricerca sulla regolazione della trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	MED26 Rabbit pAb
Note/alias	CRSP7; CRSP70; MED26
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	9441
GeneID	9441
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 500-574 della MED26 umana (NP_004822.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	O95402
Peso della proteina	65 kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante